

Ministère du Travail, de l'Emploi & de la sécurité sociale

Office National d'Appareillages & Accessoires Pour Personnes Handicapées



CATALOGUE DES PRODUITS

Appareillages Orthopédiques

من أجل إدماج شامل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة
في الحياة الإجتماعية والمهنية



www.onaaph.dz



Appareillage Orthopedique



L'Office National d'Appareillage et d'Accessoires pour Personnes Handicapées propose une gamme complète d'appareillages orthopédiques destinés à améliorer la mobilité et l'autonomie des personnes souffrant d'handicaps ou de troubles musculo-squelettiques

PROTHESE



L'ONAAPH propose une gamme variée de prothèses destinées à compenser la perte d'un membre, et à améliorer la mobilité et l'autonomie des patients , à savoir:

Des membres inférieurs

Des membres supérieurs



Prothèse

Des membres inférieurs



PROTHESE DEFINITIVE TIBIALE

Adaptée aux amputations de jambe, idéale pour les patients à activité élevée. Grâce à son emboîture légère et résistante en carbone, elle permet de se déplacer facilement en intérieur et en extérieur, tout en franchissant des obstacles avec aisance.



PROTHESE DEFINITIVE FEMORALE

Conçue pour les amputations de cuisse, avec emboîture qui facilite la circulation sanguine et améliore la fonction mécanique de l'articulation coxo-fémorale adaptée aux personnes à mobilité intense, offrant dynamisme et confort pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



PROTHESE DE LA DESARTICULATION DE HANCHE

Les prothèses pour désarticulés de hanche sont indiquées pour les amputations de la hanche pour patients très actifs.




Prothèse

Des membres supérieurs




PROTHESE D'AVANT BRAS

Prothèse légère et esthétique indiquée pour les patients ayant une amputation d'avant-bras, offrant une fonctionnalité très limitée



PROTHESE D'AVANT BRAS MYOELECTRIQUE

indiquée pour les patients ayant une amputation d'avant-bras d'origine congénitale ou traumatique avec un potentiel musculaire pour la commande de l'organe de préhension indiquée



PROTHESE DE LA DESARTICULATION DE L'EPAULE

Prothèse légère et esthétique indiquée pour les patients ayant une amputation d'épaule, avec articulation à l'épaule au coude elle offre fonctionnalité très limitée

Prothèses pour Agénésie

Conçues pour les personnes nées sans un ou plusieurs segments d'un membre inférieur. Elles sont adaptées aux besoins individuels en fonction de la zone affectée. Elles offrent stabilité et mobilité, permettant aux patients d'effectuer leurs activités quotidiennes avec autonomie.





ORTHESE

L'ONAAPH propose une gamme d'orthèses visant à corriger, stabiliser ou soutenir des membres parties du corps touchés par blessures, malformations troubles musculo-squelettiques, savoir:

Des membres inférieurs

Des membres supérieurs

Orthèses Des membres inférieurs



Orthèse de jambe à tourillon

conçu pour soutenir la jambe tout en permettant un certain degré de mouvement contrôlé au niveau des articulations, généralement le genou ou la cheville.



Orthèse de stabilisation classique

Conçu pour soutenir, corriger ou immobiliser une articulation ou un os. Utilisée après une blessure ou une chirurgie pour favoriser la guérison, prévenir les mouvements indésirables, ou corriger des déformations.



ORTHESE EN CARBONE

indiquée pour les lésions de l'appareil extenseur du genou, associées à un déficit de la cheville, L'étiologie de la lésion peut être neurologique, ligamentaire, musculaire, osseuse.



CORSET

L'ONAAPH propose une gamme de corsets destinés à soutenir, stabiliser ou corriger des zones spécifiques du corps affectées par des blessures, des malformations ou des troubles musculo-squelettiques. Cette gamme inclut :

CORSET



CHENEAU

Destiné aux scolioses modérées à sévères, généralement entre 20° et 50°, chez les patients post-croissance. Il vise à stabiliser et améliorer la déformation de la colonne vertébrale, avec un port recommandé de 16 à 23 heures par jour.



LYONNAIS

Pour les scolioses sévères (30° à 50°) chez les patients post-croissance, ce corset soutient et améliore les résultats de la correction sous plâtre. Il doit être porté presque en continu (23h/24) et est complémentaire autrement plâtré.



MILWAUKEE

Destinée aux scolioses infantiles ou juvéniles, il convient aux courbures longues inférieures à 40° facilement réglable et adaptable pour suivre la croissance de l'enfant.

CORSET



BOSTON

Utilisé pour les scolioses modérées à sévères (20° à 45°) chez les patients en croissance. Il stabilise la courbure de la colonne vertébrale et est généralement porté 16 à 23 heures par jour.



Corset de MAINTIEN

Offre un soutien général à la colonne vertébrale et aux muscles du tronc, soulageant les douleurs et stabilisant la posture. Son utilisation varie selon les besoins du patient, souvent de quelques heures à toute la journée.



Corset SIEGE

conçu pour offrir un soutien lombaire et stabiliser la posture lorsqu'il est assis. Il est généralement utilisé pour soulager les douleurs et améliorer la posture durant des périodes prolongées de position assise.

Orthétique pour polyhandicapés



CORSET SIEGE MOBILE

Destinée à assurer ladéambulation d'enfants polyhandicapés ou atteints d'infirmités motrices cérébrales en position assise.



CORSET SIEGE DYNAMIQUE

Permet la mobilité contrôlée du tronc par rapport au bassin tout en garantissant l'assise orthopédique.

Possibilité de réglage de l'amplitude des mouvements d'extension et de la résistance.



Orthétique pour polyhandicapés



VERTICALISATEUR

Ce corset est préconisé pour les patients atteints de déficience grave de la statique d'origine neurologique, musculaire ou génétique.



SELLE D'ABDUCTION MOBIL

- Provoquer l'apprentissage des fonctions motrices non encore acquises (technique de sollicitation et de rééducation).
- prévenir et corriger les conséquences fonctionnelles et les déformations orthopédiques du déséquilibre musculaire.
- favoriser le développement de l'enfant.
- minéralisation du squelette, croissance osseuse.




ATTELLE

L'ONAAPH propose une large gamme d'attelles conçues pour stabiliser, soutenir ou immobiliser différentes parties du corps suite à des blessures, des chirurgies ou des troubles musculo-squelettiques.



Attelle main et doigts

**Cette attelle de posture est utilisée pour
corriger des attitudes vicieuses d'origine
rhumatismale ou neuro musculaire.**



Releveur en acier

conçu pour soutenir le pied tombant, en aidant à relever le pied lors de la marche. Il permet de stabiliser la cheville et de faciliter la marche en évitant que le pied ne traîne.



DECHARGE - Chicago

Utilisée pour corriger et stabiliser la colonne vertébrale chez les enfants atteints de scoliose. Elle exerce une pression ciblée sur certaines zones et est souvent portée pendant la croissance pour limiter la progression de la déformation.



Denis Brown

Utilisée pour traiter le pied bot chez les nourrissons, en maintenant les pieds en position d'abduction à l'aide de deux chaussures fixées à une barre.

ATTELLE



BOTTE ARTICULEE

Cette orthèse permet de corriger ou stabiliser un pied en varus équin, valgus ou talus (I.M.O.C, hémiplegie, paralysie SPE...).



ATTELLE JAMBO-PEDIEUSE

Cette orthèse permet de corriger ou stabiliser un pied tombant, valgus ou talus (I.M.O.C, hémiplegie, paralysie), et autres malformations au niveau de la cheville.



GOUTTIERE DE NUIT

Utiliser pour immobiliser et maintenir une articulation dans une position correcte pendant le sommeil, elle aide à prévenir les contractures et favorise la guérison après une blessure ou une intervention chirurgicale

COLLIER & MINERVE



COLLIER CERVICAL

Conçu pour soutenir et immobiliser la région du cou après une blessure, une entorse ou une intervention chirurgicale et aide à stabiliser les vertèbres cervicales et à réduire la douleur en limitant les mouvements du cou.

MINERVE

utilisé pour immobiliser et soutenir le cou après un traumatisme, une entorse cervicale ou une chirurgie. Elle aide à stabiliser les vertèbres cervicales, réduisant les mouvements et soulageant ainsi la douleur.






BANDAGE & CEINTURE

L'ONAAPH propose une gamme variée de bandages et ceintures pour soutenir, stabiliser ou soulager diverses parties du corps. Voici un aperçu de cette gamme :

BANDAGE POUR HERNIE OMBILICAL

Soutient et stabilise la région du nombril affectée par une hernie.
il aide à réduire les symptômes et a maintenir les tissus en place.



BANDAGE POUR HERNIE INGUINALE

soutient la région de l'aîne affectée par une hernie. Il aide à maintenir les
tissus en place et à soulager les symptômes associés



ECHARPE

L'écharpe immobilise et soutient le bras ou l'épaule après une blessure
ou une chirurgie, en limitant les mouvements pour réduire la douleur.





CEINTURE DE MAINTIEN OMBILICAL

Utilisé pour immobiliser et maintenir une articulation dans une position correcte pendant le sommeil, elle aide à prévenir les contractures et favorise la guérison après une blessure ou une intervention chirurgicale.



CEINTURE DE MAINTIEN LOMBAIRE

LOMBAIRE Cette orthèse permet de corriger ou stabiliser un pied tombant, valgus ou talus (I.M.O.C, hémiplégie, paralysie), et autres malformations au niveau de la cheville. **REDRESSE**



REDRESSE DOS

Cette orthèse permet de corriger ou stabiliser un pied en varus équin, valgus ou talus (I.M.O.C, hémiplégie, paralysie SPE...).

CASQUE DE PROTECTION



Le casque en polyéthylène offre une protection renforcée avec un intérieur matière cellulaire pour absorber les chocs et garnissage peau le confort.

Ce casque est utilisé pour protéger la tête des chocs et impacts tout en assurant un confort optimal.



PODO ORTHESE

L'ONAAPH propose une gamme de podo-orthèses conçues pour améliorer la fonction et le confort des pieds. Voici un aperçu :

CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE

Chaussure orthopedique



Chaussure à boutouvert



Chaussure orthopédique




Chaussure pour diabétique

Utilisée pour corriger des déformations du pied, comme le pied plat ou bot, et pour traiter le pied tombant, l'instabilité de la cheville et les désaxations complexes.

CHAUSSURE DE DECHARGE



Conçue pour soulager l'avant-pied en évitant tout appui. Elle est indiquée après un traumatisme ou une chirurgie, période postopératoire, ainsi qu'en cas d'ulcérations, d'inflammations, d'infections, de douleurs affectant pied.



L'orthèse plantaire orthopedique



Semelle orthopedique

Utilisée pour corriger des pathologies du pied telles que le plat valgus, bot varus équin et varus.

Elle offre un soutien adapté améliorer l'alignement la fonction pied.





CATALOGUE DE PRODUITS

**Office National d'Appareillages et Accessoires
Pour Personnes Handicapées**



City Ben Boulaid, Bourouba, Algiers



SCAN QR

www.onaaph.dz

